

► STRAPPING™ RODILLA



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte y compresión tras lesiones crónicas, inestabilidades, o artrosis leve de la rodilla.
- Soporte tras lesiones leves de menisco.
- Uso protector y preventivo durante actividades deportivas.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Estabilizador rotuliano de silicona.
- Banda adicional para mayor compresión y soporte.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.	
1	35-38 cm
2	39-42 cm
3	43-46 cm
4	47-49 cm
5	50-53 cm
6	54-57 cm

► PRESCRIBIR: STRAPPING™ RODILLA - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S135-1
T2	S135-2
T3	S135-3
T4	S135-4
T5	S135-5
T6	S135-6

► ROTULAX™ RODILLA - ABIERTA



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Estabilización general de lesiones rotulianas no agudas.
- Uso preventivo en casos de rótula hiperlaxa.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular por compresión.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Tejido más suave en la zona poplíteica para mayor comodidad.
- Estabilizador rotuliano de silicona.
- Varillas bilaterales flexibles.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.	
1	35-38 cm
2	39-42 cm
3	43-46 cm
4	47-49 cm
5	50-53 cm
6	54-57 cm

► PRESCRIBIR: ROTULAX™ RODILLA ABIERTA - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S145-1
T2	S145-2
T3	S145-3
T4	S145-4
T5	S145-5
T6	S145-6

► ROTULAX™ RODILLA - CERRADA



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Estabilización general de lesiones rotulianas.
- Uso preventivo en casos de rótula hiperlaxa.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular por compresión.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Tejido más suave en la zona poplíteica, para mayor comodidad.
- Tejido no compresivo sobre la rótula para evitar la aparición de edema local.
- Estabilizador rotuliano de silicona.
- Varillas bilaterales flexibles.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.	
1	35-38 cm
2	39-42 cm
3	43-46 cm
4	47-49 cm
5	50-53 cm
6	54-57 cm

► PRESCRIBIR: ROTULAX™ RODILLA CERRADA - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S140-1
T2	S140-2
T3	S140-3
T4	S140-4
T5	S140-5
T6	S140-6

► FORTILAX™ TOBILLO



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte y compresión tras una lesión aguda o crónica del tobillo, o artrosis leve del pie o del tobillo.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular por compresión.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro del tobillo.	
1	19-20 cm
2	21-22 cm
3	23-24 cm
4	25-26 cm
5	27-28 cm
6	29-30 cm

► PRESCRIBIR: FORTILAX™ TOBILLO - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S395-1
T2	S395-2
T3	S395-3
T4	S395-4
T5	S395-5
T6	S395-6

► MALOLAX™ TOBILLO



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte y compresión para casos de lesión aguda o crónica del tobillo o artrosis del pie.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular por compresión.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Acolchado en el maleólo y el pie, para mayor comodidad y compresión.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro del tobillo.	
1	19-20 cm
2	21-22 cm
3	23-24 cm
4	25-26 cm
5	27-28 cm
6	29-30 cm

► PRESCRIBIR: MALOLAX™ TOBILLO - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S370-1
T2	S370-2
T3	S370-3
T4	S370-4
T5	S370-5
T6	S370-6

► CONDILAX™ - CODERA



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte tras una epicondilitis (codo de tenista).
- Compresión y alivio del dolor en casos de artritis del codo.
- Compresión postoperatoria del codo.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Medir la circunferencia del codo.	
1	18-20 cm
2	21-24 cm
3	25-28 cm
4	29-31 cm
5	32-35 cm
6	36-39 cm

► PRESCRIBIR: CONDILAX™ - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S400-1
T2	S400-2
T3	S400-3
T4	S400-4
T5	S400-5
T6	S400-6

► FORTILAX™ RODILLA



Fortilax - Talla 0

CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte y compresión de la rodilla tras lesiones agudas o crónicas, o en casos de artrosis leve.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular por compresión.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Tejido más suave en la zona poplíteica, para mayor comodidad.
- Tejido sin compresión en la rótula para evitar la aparición de edema local.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.	
0	30-34 cm
1	35-38 cm
2	39-42 cm
3	43-46 cm
4	47-49 cm
5	50-53 cm
6	54-57 cm

► PRESCRIBIR: FORTILAX™ RODILLA - DONJOY

Talla	Referencia
T0	S120-0
T1	S120-1
T2	S120-2
T3	S120-3
T4	S120-4
T5	S120-5
T6	S120-6

► ALIGUA™ RODILLA



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte postoperatorio tras lesiones leves de los ligamentos medio y lateral, o de menisco.
- Soporte y compresión tras inestabilidades agudas o crónicas, o artrosis leve de la rodilla.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular por compresión y estabilización.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Varillas laterales incorporadas.
- Bandas superior e inferior desmontables, para un ajuste correcto.
- Tejido más suave en la zona poplíteica, para mayor comodidad.
- Tejido no compresivo sobre la rótula para evitar la aparición de edema local.
- Estabilizador rotuliano de silicona.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro de muslo 15 cm sobre el centro rotuliano.	
1	35-38 cm
2	39-42 cm
3	43-46 cm
4	47-49 cm
5	50-53 cm
6	54-57 cm

► PRESCRIBIR: ALIGUA™ - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S130-1
T2	S130-2
T3	S130-3
T4	S130-4
T5	S130-5
T6	S130-6

► STRAPPING™ TOBILLO



CÓDIGO:

► INDICACIONES

- Soporte y compresión del tobillo tras lesiones agudas o crónicas e inestabilidades.
- Soporte y compresión para casos de artrosis leve del pie o del tobillo.
- Uso protector y preventivo durante actividades deportivas.

► CARACTERÍSTICAS

- Tela elástica de tejido multidireccional y ajuste anatómico.
- Banda elástica accesoria para compresión y apoyo adicionales.
- Modelo bilateral.
- Sin látex.

► TALLAS & MEDIDAS

Perímetro del tobillo.	
1	19-20 cm
2	21-22 cm
3	23-24 cm
4	25-26 cm
5	27-28 cm
6	29-30 cm

► PRESCRIBIR: STRAPPING™ TOBILLO - DONJOY

Talla	Referencia
T1	S385-1
T2	S385-2
T3	S385-3
T4	S385-4
T5	S385-5
T6	S385-6